


骨盤FIXのサイズ選定について

①【骨盤周囲の位置と測り方】



腸骨周囲・・・×

一般に“腰骨”と呼ばれているウエストから骨盤に向けて触った時に出っ張っている骨で正式には“腸骨”と呼ばれています。この周囲を“腸骨周囲”と呼び、腰痛ベルトのサイズ選定の際に用いられます。

骨盤周囲・・・○

腰骨より約5cm下の周囲を“骨盤周囲”と呼び、骨盤ベルトのサイズ選定の際に用いられます。

骨盤FIXのサイズ選定の際はこちらの位置を測って下さい。

②【骨盤FIXのサイズ選定】

上記①にて計測された骨盤周囲の長さを元に下記サイズ表にてサイズを選定して下さい。

サイズ	骨盤周囲(cm)	サイズ選定のお奨めポイント
フリー	75～95	骨盤周囲が90cm以上の方は本体ベルト及び補助ベルトの重ねしるを考慮し、余裕のあるLLサイズをお奨め致します。
LL	95～115	